

Lansinoh.

## Lansinoh® ComfortFit® Flanges Instruction For Use

**Lansinoh® ComfortFit® Flanges** were designed for use with Lansinoh breast pumps. For best results, use these flanges only with Lansinoh breast pumps.

### Cleaning Instructions

Unless otherwise instructed by your healthcare provider, follow these sanitizing and cleaning instructions:

#### Before First Use and Daily Sanitization

1. Prior to using the set for the first time, boil for 5 minutes. Ensure you use enough water to keep flanges afloat while boiling.
2. After boiling remove from the pot with tongs and place on a clean towel or paper towel to dry. Covering the flanges with a second towel.
3. Allow the flanges to dry completely before assembly and use.

#### After Each Use

1. Rinse the flanges with cold water immediately after each use. Place the flanges in a clean wash basin used only for washing infant feeding equipments. Do not place directly in the sink, because germs in sinks or drains could contaminate the flanges.
2. Wash the flanges using warm soapy water.
3. Rinse with running clean, warm water or by submerging in fresh water in a separate basin that is used only for cleaning infant feeding equipments.
4. Place the flanges on a clean towel or paper towel to dry in an area protected from dirt and dust. **Do not** use a dish towel or paper towel to rub or pat the flanges dry.
5. Once the flanges are dry they can be stored in a clean plastic bin with a lid or in a clean plastic zipper bag.
6. **Do not** use disinfectants for cleaning flanges.

#### Before Each Use

1. Always wash hands thoroughly with soap and water before handling the flanges, breastmilk expression set, the pump body, or other attachments.
2. Visually inspect the individual components for cracks, chips, tears, discoloration or deterioration, as this may affect the functionality of the breastmilk expression set. Please call **1-800-292-4794** or email [customerservice@lansinoh.com](mailto:customerservice@lansinoh.com) for further guidance and replacement parts.

### Assembly

Firmly push **ComfortFit® Flange** into breast flange body as shown:



### Sizing

Please refer to the sizing information below to ensure proper flange fit:

A proper fit is essential for a mom's comfort and maximum milk flow. An improperly fitting flange can cause discomfort and impact milk let-down and flow.



#### Correct fit

Nipple is easily drawn into tunnel and moves freely.



#### Too small

Nipple rubs along flange tunnel.



#### Too large

Too much room around nipple in the flange.

If you feel any discomfort, you may need a different size, please visit [www.Lansinoh.com](http://www.Lansinoh.com).

Save these instructions along with your receipt for future reference.

Distributed exclusively by:  
Lansinoh Laboratories, Inc.  
Alexandria, VA 22314 USA  
+1 800-292-4794  
[Lansinoh.com](http://Lansinoh.com)



Lansinoh Laboratories  
Sağlık Gereçleri Tasarım San. Tic. Ltd. Şti.  
Zafer SB Mah. Gunduz Sk. No:13 E.S.B  
Gaziyemir/ Izmir/ Türkiye



DE53510IF0820

ComfortFit® is a U.S.  
registered trademark  
by Lansinoh

Lansinoh.

## Copas de succión ComfortFit® de Lansinoh® Instrucciones de uso

Las **copas de succión ComfortFit® de Lansinoh®** han sido diseñadas para usarlas con los extractores de leche materna de Lansinoh. Para obtener los mejores resultados, usa estas copas de succión solo con los extractores de leche materna de Lansinoh.

### Instrucciones de limpieza

A menos que tu proveedor de servicios de salud te indique lo contrario, sigue estas instrucciones de limpieza y desinfección:

#### Desinfección antes del primer uso y diaria

1. Antes de usar el set por primera vez, hiérvelo durante 5 minutos. Asegúrate de usar suficiente agua para que las copas de succión floten mientras hierven.
2. Una vez hervidas, retíralas del recipiente con pinzas y colócalas sobre una toalla limpia o sobre una toalla de papel para que se sequen. Tapa las copas de succión con una segunda toalla.
3. Deja que las copas de succión se sequen por completo antes de armarlas y usarlas.

#### Después de cada uso

1. Enjuaga las copas de succión con agua fría inmediatamente después de cada uso. Coloca las copas de succión en una palangana limpia que solo se utilice para lavar los equipos de alimentación del bebé. No las coloques directamente en el fregadero ya que los gérmenes que hay en los fregaderos o los drenajes podrían contaminar las copas de succión.
2. Lava las copas de succión con agua jabonosa tibia.
3. Enjuágalas con agua de grifo limpia y tibia o sumergiéndolas en agua limpia, en otra palangana que solo se use para limpiar los equipos de alimentación del bebé.
4. Coloca las copas de succión sobre una toalla limpia o sobre una toalla de papel para que se sequen en un lugar resguardado de la suciedad y el polvo. **No** uses una toalla de cocina ni una toalla de papel para secar las copas de succión frotándolas ni dando golpecitos.
5. Una vez secas, las copas de succión pueden guardarse en un recipiente de plástico limpio con tapa o en una bolsa de plástico limpia con cierre hermético.
6. **No** uses desinfectantes para limpiar las copas de succión.

#### Antes de cada uso

1. Siempre lávate bien las manos con agua y jabón antes de tocar las copas de succión, el set de extracción de leche materna, el cuerpo del extractor o los demás accesorios.
2. Inspecciona visualmente todos los componentes para verificar que no estén agrietados, astillados, desgarrados, decolorados ni deteriorados ya que esto puede afectar la funcionalidad del set de extracción de leche materna. Llama al **1-800-292-4794** o envía un correo electrónico a **customerservice@lansinoh.com** para obtener más orientación y comprar repuestos.

### Armado

Empuja firmemente la **copa de succión ComfortFit®** en el cuerpo de la copa de succión mamaria, como se muestra en la imagen:



### Cómo elegir el tamaño

Consulta la información sobre cómo elegir el tamaño que aparece a continuación para asegurarte de que la copa de succión calce correctamente:

Un calce correcto es esencial para la comodidad de la mamá y para obtener el máximo flujo de leche. Una copa de succión que calce mal puede resultar incómoda y afectar negativamente la bajada y el flujo de la leche.



#### Calce correcto

El pezón entra con facilidad en el túnel y se mueve libremente.



#### Demasiado pequeña

El pezón raspa a lo largo del túnel de la copa de succión.



#### Demasiado grande

Hay demasiado espacio alrededor del pezón en la copa de succión.

Si sientes alguna incomodidad, es posible que necesites un tamaño diferente; por favor visita **www.Lansinoh.com**.

Guarda estas instrucciones junto con tu recibo de compra, para consultarlas en el futuro.

Distribuido exclusivamente por:  
Lansinoh Laboratories, Inc.  
Alexandria, VA 22314 EE. UU.  
+1 800-292-4794  
Lansinoh.com



Lansinoh Laboratories  
Saglik Gereçleri Tasarım San. Tic. Ltd. Sti.  
Zafer SB Mah. Gunduz Sk. No:13 E.S.B  
Gaziemir/ Izmir/ Turkiye



DE53510IF0820

ComfortFit® es marca comercial registrada en los EE. UU. por Lansinoh.